



I Tigellanti Di Trombetti Federica

Località La Torre 99/1 40036 Monzuno (Bologna)

P.I. 03486441201 Tel.3480156263- 0516771787

[e-mail: info@itigellanti.com.com](mailto:info@itigellanti.com.com) - WEB: itigellanti.com

Scheda Tecnica	Crescentina Montanara Biologica		
Ed, 1 Rev. 1	Del 12/02/2019		
Caratteristiche	Sostituto del Pane		
Denominazione di vendita	Crescentina Montanara Biologica		
Origine	UE/NON UE		
Certificazione	BIO		
Codice prodotto	trad.		
Ingredienti	*Farina di grano tenero tipo 0, *Farina manitoba, Acqua, *Olio extra vergine di oliva, *Latte HD, *Uova, *Zucchero di canna, Lievito, Sale *ingredienti da agricoltura biologica		
Percentuale ingredienti biologici Conformità EU 834/07	96,70%		
Allergeni (Ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 08/02/2006 e Direttiva 2006/142/CE)	Glutine, Latte, uova.		
Pezzi per confezione	5	10	
Peso singola confezione	g 215 ± 15 g (Legge n.690 25/10/78)	g 430 ± 15 g (Legge n.690 25/10/78)	
Conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto		
Shelf Life	60 gg		
Tipologia di confezionamento	Busta in polipropilene in atmosfera protettiva 50% azoto 50% anidride carbonica		
Imballo secondario	Cartone		
Lotto di produzione	Corrisponde alla data di produzione riportata sulla confezione		
Informazioni Nutrizionali			
Valori Medi	U.M.	Per 100 g	Tigella (40 g)
Valore Energetico	Kcal	279,07	111,63
Proteine	g	8,72	3,49
Carboidrati	g	50,71	20,29
Di cui zuccheri	g	1,73	0,69
Grassi	g	3,98	1,59
Di cui acidi grassi saturi	g	0,69	0,28
Fibra	g	2,12	0,85

Modalità e consigli per una migliore esperienza di gusto.

In base alla nostra esperienza segue un elenco di metodi per riscaldare al meglio la crescentina montanara in ordine di "migliore risultato"

*tigelliera tradizionale in alluminio alimentare	preriscaldare sulla fiamma la tigelliera da ambo i lati e riscaldare la crescentina per 2 minuti
tostapane	riscaldare a temperatura max per 2/3 minuti
piastra per panini	a piastra calda al massimo riscaldare per 2 minuti
Padella antiaderente	con la padella sulla fiamma girare la crescentina più volte per un massimo di 2/3 minuti
Forno	Sconsigliato
Microonde	Sconsigliato

P.S. La crescentina può anche essere congelata, per il corretto l'utilizzo dopo il congelamento si consiglia di utilizzare i sistemi sopra descritti raddoppiando i tempi riportati, riscaldando direttamente senza scongelare.

*per informazioni d'acquisto rivolgersi ai contatti indicati